

Link do produktu: [https://serwisowe.pl/maska-maseczka-ochronna-antysmogowa-przeciwpylowa-sportowa-zawor-
kn95-ffp2-p-1817.html](https://serwisowe.pl/maska-maseczka-ochronna-antysmogowa-przeciwpylowa-sportowa-zawor-
kn95-ffp2-p-1817.html)

MASKA MASECZKA OCHRONNA ANTYSMOGOWA PRZECIWPYŁOWA SPORTOWA ZAWÓR KN95 FFP2

Cena brutto	2,07 zł
Cena netto	1,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XAPO0000010
Kod EAN	5903815900785

Opis produktu

XAPO0000010

MASKA NA TWARZ KN95 - USTA I NOS - WIELORAZOWA - 5 WARSTW - SZARA

ODDYCHAJĄCA Z ZAWOREM ODDECHOWYM

ZGODNA Z NORMĄ EN149:2001+A1:2009



Wielorazowa oddychająca maska na twarz (usta i nos) KN95 klasy FFP2 wspomaga ochronę przed bakteriami i wirusami, smogiem, alergenami.

Maseczka z zaworkiem wydechowym zapewnia swobodny przepływ powietrza, co ogranicza potliwość!

Cechy produktu:

- wydajność filtracji izolacyjnej ? 95% zanieczyszczeń

- wysoka przepuszczalność powietrza - nie ogranicza swobodnego oddychania (przepływ 85l/min)
- **pięć warstw filtrowania, wielowarstwowa ochrona**
- trójwymiarowa budowa, w pełni dopasowana do twarzy
- przyjazna lekka dla użytkownika konstrukcja z wkładką modelującą na nos zapewnia doskonałe dopasowanie do twarzy
- zapewnia poziom ochrony KN95, N95, FFP2
- maska filtruje cząsteczki, kurz i pył w tym PM2.5, krople
- wszyta gumka ułatwia zakładanie i zdejmowanie maseczki oraz gwarantuje idealne dopasowanie do twarzy użytkownika
- zawiera wysokiej jakości wkłady filtracyjne z zaawansowanymi mikrowłóknami naładowanymi statycznie ułatwiającymi wdychanie i wydychanie
- **każda sztuka pakowana oddzielnie**
- **rozmiar uniwersalny**
- deklaracja zgodności CE

Ilość : 1szt





Półmaska filtrująca zakrywając usta i nos, zapobiega rozprzestrzenianiu się mikrodrobin. Wspomaga ochronę przed wirusami przekazywanymi drogą kropelkową, pyłem i smogiem.

Zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego, idealna do codziennego użytku, zajęć na świeżym powietrzu i szpitali.


Zmniejsza reakcję alergiczną skóry i blokuje część alergenów z powietrza.

Zgodnie z normą europejską EN 149:2001+A1:2009 maseczka FFP2 z filtrem N95 wychwytuje z powietrza prawie 95% cząsteczek, o wielkości do 0,6 μm . Oznacza to, że maseczka chroni drogi oddechowe przed pyłem, dymem, cząsteczkami aerozolu **oraz zmniejsza ryzyko zarażenia się wirusem.**

Pamiętaj nie dotykaj zewnętrznej powierzchni maseczki w trakcie noszenia. Na jej powierzchni gromadzą się bakterie i wirusy. Jeśli przez przypadek dotkniesz maseczki, dokładnie umyj ręce lub je zdezynfekuj.

Maska jest wykonana z polipropylenu - materiału filtracyjnego. Półmaska przeznaczona jest do **wielokrotnego użytku. Czas jej używalności wynosi do 3 dni. Można używać wielokrotnie po odkażeniu warstwy zewnętrznej np. alkoholem**

etylowym lub innymi środkami antybakteryjnymi.





Użytkowanie maski:

1. Najlepiej użyć zaraz po otwarciu.
2. Jeśli produkt jest zabrudzony lub uszkodzony nie należy go używać.
3. Nie wkładaj zużytej maski ponownie do opakowania, aby nie doszło do pomyłki i użycia zanieczyszczonej maski.
4. W przypadku wystąpienia problemów z oddychaniem opuść miejsce zagrożenia i zdejmij maskę.
5. Nie należy używać maski podczas snu i na osobie nieprzytomnej.
6. Jeśli zarost przeszkadza w dopasowaniu maski do twarzy, jej skuteczność będzie znacznie mniejsza.
7. Maski pozwala zmniejszyć ryzyko zarażenia, lecz nadal zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: często myj ręce, unikaj dotykania twarzy i zachowaj bezpieczną odległość od innych ludzi.

Półmaski filtrujące należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności poniżej 90% i w temperaturze od -20°C do +40°C. Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 36 miesięcy. Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem

Maseczki są towarami higienicznymi, które zgodnie z Art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenckich nie podlegają zwrotowi. W związku z tym uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy.

Maska ma za zadanie zminimalizować ryzyko zakażenia, nie stanowi ona 100% zabezpieczenia.

Jak prawidłowo zdjąć i założyć maskę:

1. Należy dokładnie umyć dłonie ciepłą wodą z mydłem lub za pomocą preparatu dezynfekującego np. **rozcieńczonym wodą destylowaną do 70% alkoholem etylowym znajdującym się na naszych pozostałych aukcjach.**
2. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy maska nie ma wad mechanicznych, np. dziur.
3. Gdy jest szczelna, należy chwycić ją za gumowe uchwyty w taki sposób, aby metalowa wkładka modelująca na nos znajdowała się u góry.
4. Maskę trzeba przyłożyć do twarzy i ścisnąć metalowy pasek tak, aby dopasował się do nosa.
5. Pozostałą częścią maski dokładnie przykryć dolną część twarzy.
6. Zdejmowanie maski, także wymaga zachowania pewnych środków ostrożności.
7. Na początku koniecznie trzeba dokładnie umyć ręce, aby oczyścić je z zanieczyszczeń.
8. Następnie uwolnić maseczkę z uszu i zdjąć ją w taki sposób, aby nie dotknęła ubrania.



- 1 **CHWYĆ MASKĘ ZA GUMOWE UCHWYTY.**
- 2 **ZAŁÓŻ MASKĘ NA TWARZ.**
- 3 **POPRAW MASKĘ TAK ABY SZCZELNIE ZAKRYWAŁA USTA I NOS.**
- 4 **DOPASUJ WKŁADKĘ MODELUJĄCĄ DO NOSA.**