



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 03:52

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mechanic-ls3-solidne-podswietlenie-mikroskopu-mocne-4-stopniowa-regulacja-p-15325.html>



MECHANIC LS3 SOLIDNE PODŚWIETLENIE MIKROSKOPU MOCNE 4 STOPNIOWA REGULACJA

Cena brutto	49,04 zł
Cena netto	39,87 zł
Numer katalogowy	XUSE0000291
Kod EAN	5903815945564

Opis produktu

XUSE0000291

OŚWIETLENIE LED DO MIKROSKOPU MECHANIC LS3 - USB-C

REGULACJA JASNOŚCI - 4 STOPNIE



□Oświetlenie MECHANIC LS3□

Oświetlenie **MECHANIC LS3** to kompaktowa i wydajna lampa pierścieniowa LED, zaprojektowana specjalnie z myślą o mikroskopach stereoskopowych.

Zapewnia równomierne, intensywne i skupione podświetlenie bez cieni, gwarantując doskonałą widoczność podczas pracy z detalami.

Dzięki **czterostopniowej regulacji jasności** użytkownik może łatwo dostosować oświetlenie do warunków pracy i rodzaju obserwowanego materiału.

Lampa montowana jest bezpośrednio na obiektywie mikroskopu, co **pozwala zaoszczędzić miejsce na stanowisku i chroni optykę** urządzenia.



Zasilana przez złącze **USB-C**, jest energooszczędna, prosta w obsłudze i niezawodna w codziennym użytkowaniu.

Ilość: 1kpl.



Charakterystyka

- ▣ **Równomierne i intensywne podświetlenie bez cieni.**
- ▣ **4-stopniowa regulacja jasności światła**
- ▣ **Montaż bezpośrednio na obiektywie**



- ▣ Zasilanie przez USB-C
- ▣ Trwała konstrukcja o wysokiej odporności na przegrzewanie.
- ▣ Długa żywotność diod - do 20 000 godzin.
- ▣ Idealna do mikroskopów stereoskopowych i zastosowań serwisowych.



⚙ Specyfikacja techniczna ⚙

➔ Model: **MECHANIC LS3**



- Moc: **5W**
- Zasilanie: **USB-C 5V**
- Regulacja jasności: **4 poziomy**
- Barwa światła: **biała**
- Odległość robocza: **40-160 mm**
- Średnica wewnętrzna: **48 mm**
- Średnica zewnętrzna: **73 mm**
- Wysokość: **20 mm**
- Średnica otworu montażowego: **47 mm**
- Długość przewodu: **ok. 1 m**
- Żywotność: **~20 000 h**

4 tryby jasności światła

Podświetlenie posiada możliwość pracy w 4 trybach o różnej jasności podświetlenia.

Zmiany jasności podanego światła ustawia się za pomocą pojedynczego kliknięcia przycisku znajdującego się z boku obudowy podświetlenia.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





